

# MEDCORP®

SAÚDE E TECNOLOGIA | DESDE 1993

## COBERTURAS ESTÉREIS E GUIAS DE AGULHA

para transdutor de US

 **aspensurgical®**



MEDCORPNET.COM.BR

 medcorpnet

## Kit de Cobertura Estéril para Transdutor de Ultrassom

Cobertura transparente estéril para transdutor de ultrassom e sua extensão.

### O kit contém:

- ▶ Cobertura estéril para transdutor de ultrassom e sua extensão;
- ▶ Elásticos para prender a cobertura, evitando o deslocamento e a contaminação no procedimento;
- ▶ Gel estéril que permite a transmissão com qualidade da imagem do ultrassom.

### Kit de Cobertura Estéril para Transdutor de Ultrassom

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	MATERIAL	EXTREMIDADE
1460	DOBRADO TELESCÓPICAMENTE	15,2 cm x 121,9 cm	CLEAR – POLIETILENO	Sem 3D
1512	DOBRADO TELESCÓPICAMENTE	12,7 cm x 30,5 cm	CLEAR – POLIETILENO	Sem 3D
1096	PULL UP DOBRADO TELESCÓPICAMENTE	12,7 cm x 121,9 cm	CLEAR – POLIETILENO	Sem 3D
2097	PULL UP DOBRADO TELESCÓPICAMENTE	14 cm x 121,9 cm	SOFT – POLIURETANO	Com 3D



1460



1512



1096



2097

## Kit de Cobertura Estéril para Transdutor de Ultrassom com Kit de Guia de Agulhas

Kit de cobertura estéril, com sistema *pull up*, que facilita o encapamento do transdutor.

### O kit contém:

- ▶ Cobertura estéril, com sistema *pull up*;
- ▶ Sachê com gel condutor para ultrassom;
- ▶ Guia de punção de agulha de 18 Ga/21 Ga, com profundidades de 1 cm, 1,5 cm e 2 cm;
- ▶ Elásticos para prender a capa, evitando o deslocamento.

### Kit Guia de Agulha

CÓDIGO	MODELO	PROFUNDIDADES DAS GUIAS	MATERIAL DA CAPA	EXTREMIDADE
5414	KIT DE COBERTURA ESTÉRIL COM 3 GUIAS DE AGULHA - PULL UP 13 cm x 122 cm	1,0 cm, 1,5 cm e 2,0 cm	CLEAR – POLIETILENO	Sem 3D



## GUIAS DE AGULHA

Guias de agulha estéreis e descartáveis para auxiliar a punção venosa, aumentando a precisão e a assertividade durante o procedimento.

### Guia de Agulha Estéril e Descartável

CÓDIGO	MODELO	PROFUNDIDADE
5404	GUIA DE AGULHA ESTÉRIL E DESCARTÁVEL	0,5 cm
5406	GUIA DE AGULHA ESTÉRIL E DESCARTÁVEL	2,5 cm
5401	GUIA DE AGULHA ESTÉRIL E DESCARTÁVEL	3,5 cm



5404



5406



5401

# COBERTURAS ESTÉREIS E GUIAS DE AGULHA

para transdutor de US



## Escritório

---

Rua Arminda, 93 – 3º andar  
CEP: 04545-100 – Vila Olímpia  
São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: +55 11 3849.8992  
E-mail: site@medcorpnet.com.br

## Matriz/Centro de Distribuição

---

Av. Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5  
CEP: 09950-300 – Piraporinha  
Diadema, SP, Brasil  
Tel.: +55 11 4067.5011  
E-mail: site@medcorpnet.com.br

**MEDCORPNET.COM.BR**



REV. 2

Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.

CNPJ: 67.630.541/0001-74

Os direitos sobre o conteúdo deste material são de titularidade exclusiva da Medcorp Saúde Tecnologia Ltda., a quem cabe, unicamente, o direito de usar, fruir e dispor de sua obra, sendo vedada a reprodução e/ou utilização, divulgação, publicação ou compartilhamento total ou parcial deste documento por terceiros, por qualquer forma, sem prévia autorização escrita da autora, nos termos da Lei 9.610/98, sob pena de aplicação das medidas judiciais cabíveis.